## FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY KOMENSKÉHO

ÚLОНА 3.2.1

# MERANIE PARAMETROV ELEKTRICKÝCH PRVKOV A OBVODOV OSCILOSKOPOM

#### Abstrakt

#### Úlohy:

- 1. Zvládnuť osciloskopické merania bez časovej základne ako aj s časovou základňou.
- 2. Oboznámiť sa so spôsobom dynamického zobrazovania voltampérových charakteristík elektrických prvkov aplikovaním na určovanie hodnôt odporov.
- 3. Pre sínusové, trojuholníkové a obdĺžnikové napätia určiť súvislosti medzi údajmi registrovanými osciloskopom a nízkofrekvenčným voltmetrom.

**Pomôcky:** generátor napätia, osciloskop, rezistory, odporová dekáda, vodiče, laboratórny voltmeter

#### 1 Teoretická analýza a postup

Meranie bez časovej základne

Tento druh merania použijeme na meranie odporov<sup>1</sup>. Tie získame nameraním volt-ampérovej charakteristiky, ktorú si môžeme zobraziť napríklad aj priamo osciloskopicky v režime X-Y. Spravíme to tak, že na X-ovú os rastra osciloskopu zobrazíme napätie nakladané na vyšetrovaný prvok a na Y-ovú os, ktorú okalibrujeme v hodnotách prúdu na dielik rastra, prúd prechádzajúci vyšetrovaným prvkom. Takto teda získame hľadanú závislosť I = f(U). Zapojenie, ktoré k tomu použijeme, je na obrázku (a). Poďme si ho lepšie rozanalyzovať.

Napätie na odpore  $R_X$  je registrované zosilňovačom X a rovné  $u_X$ . Výchylka napätia na Y vstupe vyjadruje spád napätia na odpore  $R_N$  a je rovná  $u_Y$ . Ak odpor  $R_N$  poznáme, potom prúd prechádzajúci okruhom je  $i = u_Y/R_N$ . To znamená, že na obrazovke osciloskopu sa nám zobrazí priamka so sklonom  $u_X/u_Y$ , čo je


$$R = \frac{u_X}{i} = \frac{u_X}{u_Y/R_N}. (1)$$

Meranie s časovou základňou

Zaradením časovej základne osciloskopom možno merať časový vývoj napätia priloženého na Y-ový vstup. V rámci základného merania s osciloskopom si na osciloskope zobrazíme priebehy napätí rôznych tvarov a overíme súvis informácií o napätí registrovaných osciloskopom a nízkofrekvenčným elektronickým voltmetrom. Zapojenie urobíme podľa obr. (b).

Nízkofrekvenčný generátor (G) môže poskytnúť napätie sínusového, trojuholníkového a obdĺžnikového tvaru a naviac k uvádzaným frekvenčným priebehom je možné z generátora získať jednosmerné napätie v intervale amplitúd od –15 V do +15 V. Nízkofrekvenčné voltmetre sú konštruované tak, že poskytujú údaj buď úmerný strednej absolútnej hodnote, alebo efektívnej hodnote harmonického striedavého napätia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Použijeme tie, ktoré sme merali v praktiku 3.1.



Nech merané napätie  $u_X(t)$  má periódu T, potom jeho stredná absolútna hodnota je

$$U_{\rm sa} = \frac{1}{T} \int_0^T |u_X(t)| \, \mathrm{d}t.$$
 (2)

Efektívna hodnota je definovaná výrazom

$$U_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [u_X(t)]^2 dt}.$$
 (3)

## 2 Výsledky a diskusia

### 3 Záver

### Literatúra

[1] Pavlík, J.: Fyzikálne praktikum II. Univerzita Komenského Bratislava, 2002.